

ZOLL AED 3® Trainer

Übungsdefibrillator und Zubehör



Komplette ZOLL AED 3 Simulation mit Real CPR Help Echtzeit-HLW-Feedback

Der ZOLL AED 3® Trainer ist das einzige Übungsgerät für automatisierte externe Defibrillatoren (AEDs) mit Real CPR Help®, für Echtzeit-Feedback zur Qualität der Kompressionen des Auszubildenden. Mit dem Übungsgerät können Auszubildende die korrekte Frequenz und Tiefe der reanimierenden Kompressionen im Schulungsumfeld lernen.

Der ZOLL AED 3 Trainer wurde so entwickelt, dass er den Betrieb des klinischen AEDs genau nachahmt und Auszubildende eine realistischere Rettungssituation erleben. Der ZOLL AED 3 Trainer umfasst:

- Ein aktives LCD-Display mit Vollfarb-Einsatzbildern das zeigt, was der Auszubildende auf einem realen ZOLL AED 3 sehen würde
- Kontaktsensoren auf den Trainingselektroden erkennen das Aufkleben der Elektroden auf die Puppe, wodurch keine Fernbedienungen mehr für Einsatzsimulationen notwendig sind
- Mit der Pausentaste auf dem Gerät kann der Ausbilder das Trainingsszenario pausieren
- Langlebige Verbrauchsmaterialien sparen Zeit und Geld
- Einfaches USB-Softwareupdate/Spracheinstellungen

Entspricht den 2015 AHA und ERC Leitlinien

Einfache Konfiguration: Die komplette Konfiguration und das Management der Trainingsszenarien wird auf dem Übungsgerät vorgenommen. Konfigurierbare Optionen umfassen:

- Trainingsszenario
- Betriebsmodus (halbautomatisch oder vollautomatisch)
- Anleitungen für Laienhelfer
- Anleitungen zur Überprüfung der Atmung
- Lautstärke der Sprachaufforderungen
- Sprache (je nach bestellter Artikelnummer)

Der ZOLL AED 3 Trainer bietet alles, was ein Ausbilder braucht:


- ZOLL AED 3 Trainer Übungsgerät
- ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz® Übungs-Elektroden (gut für mindestens 100 Übungen)
- Übungs-Elektrodengel/-folienstreifen für die ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz (für mindestens 50 Übungen)
- Vier (4) D-Zell-Batterien
- Bedienungsanleitung



Echtzeit-HLW-Feedback mit einer großen zweifarbigen Anzeige der Kompressionstiefe



Konfiguration des Gerätebetriebs und der Einsatzszenarien direkt am Gerät



Elektrodensensoren erkennen Kontakt zur Puppe, wodurch keine separate Fernbedienung notwendig ist

ZOLL AED 3 Trainer – Technische Daten

Abmessungen: (T x B x H) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm

Gewicht: 1,8 kg mit Batterien

Stromversorgung: Vier (4) D-Zellen (mitgeliefert) für Übungsdefibrillator (halten für mehr als 16 Stunden im Übungseinsatz)


Einsatzszenarien

Ausbilder können durch Funktionstasten direkt am Übungsgerät verschiedene Einsatzszenarien einstellen.



ZOLL AED 3 Trainer – Zubehör

Ersatzteile müssen separat bestellt werden.



Trainer CPR Uni-padz®
Ersatz-Haftgel für Elektroden
Artikelnr.: 8028-000012 (5 Stück)



Trainer CPR Uni-padz Ersatz-Folienstreifen für Elektroden
Artikelnr.: 8028-000013



CPR Uni-padz Übungs-Elektrodegurt
Artikelnr.: 8028-000010

ZOLL Medical Corporation
Hauptgeschäftssitz
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-804-4356

Für Kontaktadressen weiterer Niederlassungen und andere globale Kontakte besuchen Sie bitte www.zoll.com/contacts.

Technische Änderungen vorbehalten.

©2019 ZOLL Medical Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Real CPR Help, Uni-Padz, ZOLL und ZOLL AED 3 sind Marken oder eingetragene Marken der ZOLL Medical Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Der ZOLL AED 3 Defibrillator ist in den Vereinigten Staaten nicht käuflich erhältlich.

Gedruckt in den USA. MCN PP 1902 0365-08

ZOLL®