


Unterhaltskosten Mindray AED C1A & C2

Betrachtungsdauer über 5 bis 15 Jahre bei Nichtgebrauch

Die AEDs von Mindray sind komplett wartungsfrei (STK¹ befreit). Die Sichtkontrolle der AEDs sowie Austausch von Verbrauchsmaterialien können problemlos durch den Kunden erfolgen.

Unterhaltskosten & Anzahl Interventionen



¹ STK: Sicherheitstechnische Kontrolle

² Bei Nichtgebrauch ca. 5 Jahre haltbar.

³ Beim Kauf eines Mindray AEDs sind je eine Elektrodenpackung und Batterie bereits enthalten.

⁴ Der Austausch von Batterie und Elektroden kann ohne weiteres durch den Kunden erfolgen. Der Austausch erfolgt schnell und einfach.