

CompactCase

Indoor AED-Wandkasten

Einsatzbereich

Geeignet für den Indoor-Bereich für folgende AEDs:

ZOLL AED 3
ohne Tasche



ZOLL AED Plus
mit oder ohne Tasche



ZOLL Powerheart G5
mit oder ohne Tasche




ZOLL Powerheart G3 Elite
ohne Tasche



Spezifikationen

- Gewicht: 3.8 kg
- Material: pulverbeschichteter Stahl
- Türgriff: Aluminium
- ILCOR AED-Herz auf beiden Seiten
- Farbe: Dunkelgrün (matt)
- Sichtfenster: Acrylglas



Ausführungen & Lieferumfang

CompactCase	Mit Alarm	Bestell-Nr. 60.123
CompactCase light	Ohne Alarm	Bestell-Nr. 60.121
Alarmmodul	Nachrüstbar bei CompactCase light	Bestell-Nr. 69311

Lieferumfang

- 1 x CompactCase (mit Alarmmodul) oder CompactCase light (ohne Alarmmodul)
- 1 x Türgriff mit Schrauben
- 4 x Schrauben, Dübel und Unterlagscheiben für Montage

Optionales Alarmmodul

Akustischer Alarm zur Alarmierung der unmittelbaren Umgebung. Alarm wird durch Öffnen der Türe ausgelöst und beim Schliessen wieder beendet. Zudem kann das Alarmmodul separat ein- und ausgeschaltet werden. Das Alarmmodul ist beim CompactCase light jederzeit nachrüstbar.

Spezifikationen Alarmmodul

- Batterien: 3 Stk. Typ AG13
- Haltbarkeit Batterien: ca. 2 Jahre
- Lautstärke: 90 dB