

# Sturzsicherung

## Optional zu ZOLL X Series Taschen

### 1. Übersicht

#### Sturzsicherung bestehend aus 3 Komponenten

- 1) Klettband mit Cobra-Schnalle (männlich)
- 2) Schlaufen mit Cobra-Schnalle (weiblich)
- 3) Stosschutz-Überzug



#### Variante Links\*

Bestell-Nr: 2115455-L  
Preis pro Stück: CHF 59.-

#### Variante Rechts\*

Artikel-Nr: 2115455-R  
Preis pro Stück: CHF 59.-

\* Links/Rechts wird definiert mit Blick von vorne auf das Gerät.  
Es können auch beide Varianten an einem Gerät montiert werden.

# Sturzsicherung

## Optional zu ZOLL X Series Taschen

### 2. Anwendung

Das Klettband (1) wird am Griff des Gerätes fixiert und die Schlaufe (2) wird an einem Bügel – z.B. an einer Trage – befestigt. Der Stosschutz-Überzug verhindert Beschädigungen und reduziert Lärm durch Vibrationen und Bewegungen.



Wenn das Gerät am Bügel eingehängt wird, können die Schnallen zur Sicherung verschlossen werden.



Falls das Gerät aus den Bügeln fällt, verhindert die Sturzsicherung das Herunterfallen des Gerätes.

