

Permanente Adapter

Permanent Adapters

Permanent Pacing



+++

Implantierbare Elektrodenverlängerungen und -kupplungen
Implantable Lead Extensions and Couplings

 **OSYPKA**
Technology for an active life

Permanente Adapter

Permanent Adapters















Implantierbare Elektrodenverlängerungen und -kupplungen

OSYPKA bietet ein umfangreiches Spektrum an implantierbaren Elektrodenverlängerungen und -kupplungen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Adaptermodelle mit deren Aufnahme und Anschlussstecker.







Implantable Lead Extensions and Adapter

OSYPKA offers a comprehensive array of implantable lead extensions and Adapter. The following table illustrates the types of receptacles and connectors of the adapters.

Unipolare Adapter und Verlängerungen / Unipolar Lead Adapter and Extensions

Artikel-Nr. Article No.	Modell Model	Aufnahme Receptacle	Stecker Connector	Länge Length
53222	VKU	 Wendel-Ø / Coil Ø: max. 1.4 mm Isolierung / Insulation: max. 2.4 mm		IS-1 unipolar 10 cm
53413	VIS			IS-1 unipolar 40 cm
53904 53408	VM			IS-1 unipolar 10 cm 40 cm
53905	VC			IS-1 unipolar 10 cm
53427	VU			LV-1 unipolar IS-1 unipolar 10 cm
53415	VIS			2x IS-1 unipolar IS-1 bipolar 15 cm
S4008	VM			IS-1 bipolar 15 cm

Bipolare Adapter und Verlängerungen / Bipolar Lead Adapter and Extensions

Artikel-Nr. Article No.	Modell Model	Aufnahme Receptacle	Stecker Connector	Länge Length
53420 53421	VB			IS-1 bipolar IS-1 bipolar 17 cm 40 cm
53446	VB			LV-1 bipolar IS-1 bipolar 10 cm
53424 53425	VB			2x IS-1 bipolar IS-1 bipolar 17 cm 40 cm

