


VIS / VM

Bipolare Elektrodenverlängerung mit Bifurcation Bipolar Lead Extension with Bifurcation



Artikelbeschreibung

Die Elektrodenverlängerungen VIS und VM besitzen einen bipolaren IS-1 - Anschlußstecker und zwei unipolare Aufnahmeteile (IS-1 oder 5 mm (Medtronic)).

Typ: **VIS / VM**
 Länge: 15 cm, 20 cm
 Wendelaufbau: 4-fach gewandelt
 Isolation: *Silikon (med. Qualität)*
 Flexibilität: *hochflexibel*

Lieferumfang: - 1 Elektrodenverlängerung
 - 1 Sechskantschlüssel

Product Description

The lead extensions VIS and VM have a bipolar IS-1 connector and two unipolar receptacles (IS 1 or 5 mm (Medtronic)).

Type: **VIS / VM**
 Length: 15 cm, 20 cm
 Coil: *quadrifilar*
 Insulation: *Silicone (med. grade)*
 Flexibility: *high flexible*

Delivery volume: - 1 Lead extension
 - 1 Allen wrench

Artikelbezeichnung Product name

Artikel-Nr. Article-no.	Stück Unit
----------------------------	---------------

Elektrodenverlängerung Lead extension

Typ Type	Länge Length	Anschlußstecker Connector pin	Aufnahme Receptacle	Artikel-Nr. Article-no.	Stück Unit
VM 16	15 cm	IS-1	2 x 5 mm	S4008	1
VM 26	20 cm	IS-1	2 x 5 mm	53418	1
VIS 16	15 cm	IS-1	2 x IS-1	53415	1

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
 Für Einmalgebrauch bestimmt!
 Goods supplied gas-sterilized.
 For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
 The right to make technical improvements without notice is reserved.