

# Caractéristiques Défibrillateur ZOLL AED 3

Facile à utiliser, facile à posséder, facile à entretenir


Dans seulement 50% de l'ensemble des réanimations la victime présente un rythme choquable.  
Dans 100% des cas une RCP est nécessaire!

Le *CPR-Feedback* aide à assurer une bonne profondeur des compressions thoraciques à une fréquence recommandée.

Les nouvelles recommandations de l'AHA 2015 soulignent l'importance d'une RCR de haute qualité avant toute défibrillation.


\*CPR = Compressions thoraciques / ventilation

## Points Dominants




### Facile d'Utilisation

Images couleur HD, annonces textuelles accompagnés d'instructions vocales



### Uni-pads Double-Usage

Même paire d'électrode pour enfant et adulte, avec capteur RCP et kit d'urgence. Ce conserve 5ans



### Seul DEA avec Capteur-RCP

Rétroaction visuelle et sonore accompagne les compressions thoraciques



### Guide de Réanimation Ingénieux

Affichage LCD, Support en image séquentielle, textuel, verbal et auditive




### Décompte de la RCP

Compte à rebours visuel indiquant la fin d'un cycle RCP



### Mode Enfant

Passage en mode-enfant très rapide




### Visibilité Maximale

Ce tient debout ou couché



### Source d'Énergie

Batterie au Lithium, durée de 5ans



### Puissant et Efficace

Signal Rectiligne Biphase, choc délivré 8 secondes après l'interruption de la RCP




### Maintenance en Ligne

Test automatique hebdomadaire avec transmission de l'état de l'électrode et de la batterie par WiFi

## Caractéristiques Défibrillateur ZOLL AED 3

Facile à utiliser, facile à posséder, facile à entretenir



### Le Plus Facile à Entretenir

Voir notre document sur les couts d'entretien



### Indicateur d'Etat

Indicateur d'état visuel et un signal sonore en cas de dysfonctionnement




### Connecteur-USB Intégré

Pour les mises à jour logicielles et le transfert de données vers un PC



### Robuste

Indice de protection contre la poussière et les jets d'eau (IP 55)  
Teste de chute d'1m



### Mémoire Intégrée

1 à 2 événements cliniques d'un total de 120 minutes. ECG, mesures d'impédance, données CPR



### Evaluation

Transmission par WiFi, logiciel d'évaluation gratuit, documentation RCP inclus.



### En Option

Enregistreur vocal configurable



### Compatibilité

Compatible avec les appareils chez REGA et de nombreux services d'urgence



### Garantie Prolongée Gratuite

8ans au lieu de 6. Nous prenons soins de l'enregistrement en ligne