


Caractéristiques ZOLL AED Pro

Défibrillateur AED, biphasique, hautement efficace
Avec système intégré d'accompagnement à la RCP et analyse de la RCP

Features



AED avec capteur RCP
Informations optiques et acoustiques sur la qualité du massage cardiaque




See-Thru CPR®*
Filtre See-Thru® pour l'analyse de l'ECG durant la réanimation



Modèle unique d'électrodes de défibrillation
Avec analyse RCP,
Pré-connectées
Durée de vie : 5 ans



Défibrillateur AED / Manuel
Possibilité de passer au mode manuel pour délivrer un choc



Le plus robuste de tous les AED sur le marché
Protection contre les jets d'eau et la poussière (IP 55)
Testé lors de chute de 2 m et garantie à vie sur le boîtier



Système génial d'accompagnement lors de la réanimation
Grâce au texte et aux recommandations vocales



Ecran
Ecran LCD très lisible, avec texte et ECG



Interfaces
Connexion Infrarouge ou par port USB pour la transmission de données sur un PC



Source d'énergie
Batterie standard au Lithium
Non rechargeable
Durée de vie : 5 ans



Options
Batteries ZOLL
Au Plomb 2.5 Ah ou au Lithium
Pour jusqu'à 9h de monitoring
Compatible avec les appareils des services d'urgences



Compatibilité
Compatible avec tous les appareils de la REGA ainsi que de nombreux services d'urgences



Défibrillation pour enfants
Adaptation automatique de l'énergie délivrée grâce aux électrodes pédiatriques


Caractéristiques ZOLL AED Pro

Défibrillateur AED, biphasique, hautement efficace
Avec système intégré d'accompagnement à la RCP et analyse de la RCP




Indicateur de statut

Indicateur Rouge/Vert indiquant le statut et signal sonore lors de défectuosité




Analyse du cas

Software gratuit pour l'analyse ultérieure d'un évènement, information sur la RCP incluse



Mémoire intégrée

7h de monitoring ECG, énergie délivrée, temps, efficacité RCP, évènements, etc.



Distribution efficace d'un choc

Courbe biphasique, rectiligne „Basse Energie“ très efficace (voir études cliniques)



Compatibilité II

Compatible avec les câbles Multifonction et batteries ZOLL



ECG

Câble ECG 3 brins pour une haute qualité d'analyse ECG