

# CompactCase

## Armoire murale intérieure

### Domaine d'application

Prévu et convient à une utilisation strictement à l'intérieur avec les AED suivants :

**ZOLL AED 3**  
Sans sacoche



**ZOLL AED Plus**  
avec ou sans sacoche



**ZOLL Powerheart G5**  
avec ou sans sacoche




**ZOLL Powerheart G3 Elite**  
sans sacoche



### Spécificités

- Poids : 3.8 kg
- Matériau : acier aspergé de poudre
- Poignée de porte : aluminium
- ILCOR logo cœur sur chacune des faces latérales
- Couleur : vert foncé (mate)
- Fenêtre : verre acrylique



### Versions et contenu

CompactCase	avec module alarme	Réf. de commande : 60.123
CompactCase light	sans module alarme	Réf. de commande : 60.121
Module alarme	peut être ajouté au CompactCase light	Réf. de commande : 69311

#### Contenu

1 x CompactCase (avec module d'alarme) ou CompactCase light (sans module d'alarme)

1 x poignée de porte avec vis

4 x vis, chevilles et rondelles pour le montage

### Module d'alarme optionnel

Alarme acoustique pour alerter la zone alentour. L'alarme se déclenche en ouvrant la porte et se stoppe à la fermeture. De plus, le module d'alarme peut être activé et désactivé séparément. Le module d'alarme peut être installé ultérieurement sur le CompactCase light à tout moment.

#### Spécifications du module d'alarme :

- Piles : 3 pièces, type AG13
- Autonomie de la batterie : environ 2 ans
- Niveau sonore : 90 dB