


RescueNet® CaseReview

ZOLL®

L'ASSURANCE QUALITÉ TELLE
QUE VOUS L'IMAGINEZ



Recueil simplifié des données

Plus besoin de courir après vos équipes pour télécharger les fichiers de cas à partir des moniteurs. Maintenant, il suffit à l'équipe médicale d'appuyer sur un seul bouton pour envoyer directement les fichiers X Series® de leur moniteur à votre système à la fin de l'intervention.

L'utilisation des cartes et des câbles de données est désormais obsolète. Avec RescueNet® CaseReview, l'accès aux fichiers de cas est aussi rapide que l'ouverture du navigateur sur un appareil connecté à Internet. Les fichiers de cas sont immédiatement disponibles quelques instants après leur transmission. L'examen des cas à 100 % est maintenant possible.



**FICHIERS DISPONIBLES
IMMÉDIATEMENT**



**PAS DE CARTES OU
CÂBLES DE DONNÉES**



**DÉBRIEFING LE
JOUR MÊME**



**RÉSUMÉS
PERSONNALISÉS**

Un nouveau standard : Débriefing le jour même

Obtenez d'un seul clic les rapports d'événements. Choisissez un cas dans la liste affichée dans votre navigateur, ouvrez-le et examinez-le. Les principaux éléments d'assurance qualité sont présentés dans des graphiques en couleurs pour faciliter l'examen.

Le débriefing de l'équipe médicale peut être réalisé le jour même. Avec quelques clics, les rapports spécifiques à un événement sont facilement transmis. Les équipes peuvent évaluer leurs propres performances alors que l'événement est encore frais dans leurs mémoires.



Déclaration de l'ERC sur le débriefing

« Il est prouvé que le débriefing basé sur les données et centré sur les performances améliore les performances des équipes de réanimation. Nous recommandons vivement le débriefing pour les équipes qui prennent en charge des patients en arrêt cardiaque. »¹ De plus, « le débriefing et le feedback permettent d'identifier les erreurs de qualité de la RCP et d'éviter qu'elles ne soient répétées ».²

¹Greif R, et al. *Resuscitation*. 2015;95:288-301.

²Bossaert LL, et al. *Resuscitation*. 2015;95:302-311.

Les tableaux de bord offrent un aperçu simplifié pour l'examen complet de cas individuels.



RescueNet CaseReview vous permet de revoir 100 % des cas.



**BASÉ SUR
LE CLOUD**



**ACCÈS À PARTIR DE
TOUT APPAREIL CONNECTÉ À
INTERNET**



RescueNet CaseReview vous permet de répondre à des questions telles que :

- À quoi ressemblent les pauses de la RCP, pour l'ensemble du système, chez les patients intubés ?
- Les fractions RCP sont-elles différentes en périodes d'effectif maximal et en périodes creuses ?
- À quoi ressemblent les durées des pauses post-choc dans le système ?

Transformez les fichiers de cas en informations exploitables


La valeur réelle de RescueNet CaseReview est sa capacité à résumer collectivement les performances de l'ensemble du système. Cet outil de nouvelle génération permet de résumer l'ensemble complet des fichiers de cas afin de recommander des améliorations concernant la qualité et à l'ensemble du système. Les rapports préconfigurés, associés aux capacités de filtrage par balise et par requête qui créent des résumés personnalisés, mettent en évidence les tendances et les processus avancés du système.

Indépendance vis-à-vis des technologies informatiques ou des plateformes

Tout ceci peut être mis en œuvre sans avoir recours à un spécialiste réseau ou informatique. Aucun matériel spécial n'est requis pour utiliser les fonctions de RescueNet CaseReview. Le compte sécurisé d'un service est accessible à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet.

L'interface inter-cloud rend l'intégration des dossiers médicaux électroniques plus stable. Quand CaseReview est mis à jour, les appareils de dossier médical électronique n'ont plus besoin d'être modifiés. La mise en œuvre de CaseReview vous rend indépendant vis-à-vis des technologies informatiques.

Optimisation du processus d'assurance qualité



ADVANCING RESUSCITATION. TODAY.®

ZOLL Medical Corporation | 269 Mill Road | Chelmsford, MA, 01824 États-Unis | www.zoll.com

Copyright © 2016 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. Advancing Resuscitation. Today., RescueNet, X Series et ZOLL sont des marques ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Imprimé aux États-Unis.
MCN EP 1505 0098-02

Pour connaître l'adresse et le numéro de fax des filiales, ainsi que l'adresse d'autres sites, consultez le site Web www.zoll.com/contacts.

ZOLL®