

## Nouveau système de perfusion intra-osseuse (NIO®)

NIO® est un dispositif de perfusion intra-osseuse (IO) automatique, facile à utiliser. Il est prêt à l'emploi pour un accès vasculaire sûr, rapide et facile. NIO® est utilisé en situation d'urgence lorsqu'un accès vasculaire est nécessaire pour l'administration de liquide ou de médicaments. NIO® est petit, léger et simple à utiliser, même dans les situations les plus délicates. NIO® est conçu de manière à permettre très simplement une injection au niveau du tibia ou de l'humérus.

Découvrez le nouveau NIO®: pas de forage dans l'os, pas de piles ni accessoires



**nio**  
A D U L T

- Accès vasculaire en moins de 10 secondes
- Poids très léger de 100 g
- Pas besoin de piles ni de foret
- Accès IO peu coûteux
- Pas d'aiguille apparente – sécurité maximale
- Dispositif jetable en emballage stérile
- Durée de stérilité 5 ans – pas d'entretien nécessaire
- Prêt à l'emploi



**nio**  
PEDIATRIC

- Accès vasculaire en moins de 10 secondes
- Poids très léger de 100 g - Prêt à l'emploi
- Pas besoin de piles ni de foret
- Accès IO peu coûteux
- Pas d'aiguille apparente – sécurité maximale
- Dispositif jetable en emballage stérile
- Durée de stérilité 5 ans – pas d'entretien nécessaire
- Profondeur d'injection réglable en fonction de l'âge du patient



**nio**  
I N F A N T

- Développé spécialement pour les tout-petits
- Ne nécessite ni piles ni entretien
- Format de poche, petit, léger, prêt à l'emploi
- Stepped Needle® fournit une rétroaction sensorielle pour pénétration osseuse
- Le ruban de fixation évite de glisser
- Dispositif jetable stérile
- Bouchon de sécurité
- Durée de conservation 5 ans