

Blizzard Reflexcell™ Couvertures de survie

Les produits Blizzard Reflexcell™ sont constitués d'un matériau composite multicouche fait de deux feuilles d'aluminium et d'un film plastique. Leur particularité réside ici dans la structure des matériaux. Les couches sont pliées en Z et superposées de manière décalée, ce qui permet d'obtenir une structure qui, rappelant celle d'une cellule, emmagasine parfaitement la chaleur. Les deux couches intérieures présentent une fine perforation permettant à l'air réchauffé par le corps de circuler uniformément dans les interstices. La couche d'aluminium externe est en revanche imperméable et renvoie également de la chaleur. Résultat: une isolation parfaite de la chaleur et une protection efficace contre les influences extérieures et le froid.

Technologie innovante pour réguler la température du corps



- Technologie unique spécialement développée pour les situations extrêmes
- Pour le maintien de la température du corps
- Emballage sous vide, peu encombrant
- Convient à une utilisation en extérieur dans des conditions extrêmes
- Disponible comme sac de couchage, couverture de survie, veste ou bonnet.
- Entièrement étanche et coupe-vent
- Disponible en différentes tailles
- En orange ou vert