

Présentation de BRAYDEN^{PRO}

Travailler avec

BRAYDEN ONLINE

Brayden Online est maintenant disponible pour iPad via l'App Store d'Apple.

Des versions supplémentaires de Brayden Online seront bientôt disponibles (toutes les versions seront compatibles avec Brayden Pro).



INNOSONIAN

Conforme aux directives 2021 de l'AHA et de l'ERC

BRAVDEN PRO Travailler avec BRAVDEN ONLINE

Brayden Pro fonctionne avec Brayden Online. Brayden Pro, lorsqu'il est utilisé en conjonction avec Brayden Online téléchargé sur un Apple Ipad, fournit des informations en temps réel sur les paramètres clés de la RCP qui peuvent être examinés et analysés pour aider à améliorer la qualité des performances de la RCP.

Brayden Pro est disponible sur la plate-forme Android depuis 2017, mais la disponibilité de Brayden Online sur l'Appstore d'Apple augmente la flexibilité d'utilisation de cet excellent mannequin de formation à la RCP.

Brayden Pro et Brayden Online ont été développés en étroite coopération avec des experts médicaux.



Brayden Pro, lorsqu'il est utilisé avec Brayden Online, aide l'étudiant à effectuer des compressions thoraciques de bonne qualité quant à la profondeur, la fréquence et avec un relâchement correct entre les compressions. Un retour d'information en temps réel pour la position correcte de la main est également fourni.




Brayden Pro, lorsqu'il est utilisé avec Brayden Online, fournit également des informations en temps réel sur les performances de ventilation (volume d'air correct fourni).




Brayden Online fournit un compte rendu intuitif et facile à utiliser des performances de RCR pour adultes.

BRAVDEN BABY PRO

Brayden Baby Pro. Brayden Pro rejoint Brayden Baby Pro en collaboration avec Brayden Online.



Le mannequin et l'application permettent aux étudiants de pratiquer les gestes individuels (compressions thoraciques et ventilations). Ils peuvent également pratiquer ces gestes combinés (RCP adulte) à l'aide de l'algorithme ERC 30:2. Lorsque l'élève est confiant, il peut effectuer une évaluation de RCP si nécessaire.



Des informations objectives / numériques complètes sont fournies par Brayden Online et permettent d'évaluer tous les paramètres de RCP adultes.

INNOSONIAN

Innosonian Europe

Unit 1, Chancerygate Way, Farnborough, Hampshire, GU14 8FF, UK

Tel. +44-3333-445534
Email enquiries@innosonian.eu
www.innosonian.eu

Innosonian America

50 Broad Street, Carlstadt, NJ, 07072, USA

Email hello@innosonian.us
www.innosonian.us

