

Ti presentiamo

BRAVDEN **BABY** PRO

Esercitarsi con

BRAVDEN ONLINE

Brayden Online Standard è ora disponibile per iPad tramite l'App Store di Apple.

Versioni aggiuntive di Brayden Online saranno presto disponibili (tutte le versioni saranno compatibili con Brayden Baby Pro).

- Brayden Baby Pro è basato sul pluripremiato Brayden Baby Advanced.
- Sviluppato in stretta collaborazione con Global Experts.



INNOSONIAN

Conforme alle linee guida AHA e ERC 2021

Brayden Baby Pro ha le seguenti caratteristiche:




Fornisce un feedback di ventilazione in tempo reale intuitivo unico utilizzando luci e suoni. Brayden Baby Pro fornisce anche ulteriori feedback in tempo reale tramite Brayden Online.



Correggere la tecnica di compressione toracica (profondità, frequenza, rinculo e posizione dito / pollice) utilizzando le luci sul manichino. Brayden Baby Pro fornisce anche ulteriori feedback in tempo reale tramite Brayden Online.



Brayden Online fornisce un debriefing facile da usare e intuitivo delle prestazioni BLS negli infanti




R: + e - consentono il feedback della ventilazione come audio e / o luci. B: il pulsante Scenario attiva il polso brachiale.






La funzione polso brachiale può essere utilizzata per scenari BLS per neonati quando richiesto.



Brayden Baby Pro si unisce a Brayden Pro (adulto) interfacciandosi a Brayden Online Standard.



Brayden Baby Pro, in collaborazione con Brayden Online, consente molteplici opzioni di pratica e valutazione. Questi soddisfano l'algoritmo BLS per neonati AHA (30: 2) e l'algoritmo BLS per neonati ERC (5 respiri di soccorso, 15: 2).



Brayden Online fornisce informazioni oggettive / numeriche complete e consentono di valutare tutti i parametri rilevanti per la RCP del neonato.

INNOSONIAN

Innosonian Europe

Unit 1, Chancerygate Way, Farnborough, Hampshire, GU14 8FF, UK

Tel. +44-3333-445534
Email enquiries@innosonian.eu
www.innosonian.eu

Innosonian America

50 Broad Street, Carlstadt, NJ, 07072, USA

Email hello@innosonian.us
www.innosonian.us

