


AED-Alert™

Einfache
Überwachung
Ihrer Mindray AEDs



Preis für Gerät inkl. AED-Alert™ :
Preis für 8 Jahre L1 : CHF 2'980
(Preis exkl. MwSt.)

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jederzeit und jeden treffen. Umso wichtiger ist es, dass Ihre AED-Geräte stets einsatzbereit sind. Die herkömmliche manuelle Kontrolle vor Ort ist jedoch oft zeitaufwendig und arbeitsintensiv. AED-Alert™ 2.0 bietet dank modernster IoT-Technologie eine schnelle, effiziente und ortsunabhängige Lösung zur Fernüberwachung und Verwaltung Ihrer AEDs.

Gerätestatus- Informationen




- AED-Selbsttestergebnisse und Protokollübersicht
- 4G-Verbindungsstatus
- Karte und Fotoübersicht der Installationsstandorte
- Geräte- und Konfigurationsangaben

Rettungs- und Ortungsalarm



- Automatische Benachrichtigungen, wenn ein AED verwendet wird
- Überprüfung von Einsatzdaten
- Alarm, wenn AEDs ausserhalb eines vorgegebenen geografischen Bereichs bewegt werden

Lifecycle Management



- Pad- und Akkustandsbenachrichtigungen nach Priorität
- Automatische Erfassung von Ersatzteilen
- E-Mail Benachrichtigung



4G built
in device