

ENTDECKEN SIE
DEN NEUEN AIVIA





NEUES DESIGN

Leicht und kompakt.
Mit alle AED
kompatibel

NEUE ÖFFNUNG

Neues ergonomisches
Öffnungssystem mit integriertem
Handgriff für einen schnellen
Zugang zum AED bei Notfällen.





NEUE ELEKTRONIK

LED-Alarm

Alarmton mit einstellbarer
Tonalität(3) und Intensität (2)

2 AA/LR06 Batterien

für eine dreijährige Lebensdauer

Wartungsöffnung

EINFACHE INSTALLATION

Entworfen um Installation und
Wartung zu erleichtern.
Austausch von Ersatzteilen
ohne Werkzeug.



KOMPAKTE GRÖßE

Breite : 34cm

Tiefe : 20cm

Höhe : 41,5cm

Gewicht : 2kg



Aivia

aivia.pyres.com

+33 4 68 68 39 68

direct@pyres.com

