

ANLEITUNG / INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS

BRUCHSIEGEL / SCELLÉ DE SÉCURITÉ / TAMPER SEAL

DE: Bruchsiegel anbringen / befestigen
FR: Appliquer / fixer le sceau de sécurité
EN: Attach / secure tamper seal

1



DE: Bruchsiegel mit Monatsring (Monat markiert) und Jahreszahl in der Mitte beschriften.
FR: Étiqueter le scellé de sécurité avec l'anneau des mois (mois marqué) et l'année au centre.
EN: Label tamper seal with month ring (month marked) and year in the center.

2



DE: Bruchsiegel wurde gebrochen. AED kontrollieren, ggf. reetablieren. Bruchsiegel erneuern.
FR: Le sceau a été brisé. Contrôler le AED rétablir si nécessaire. Renouveler le scellé de sécurité.
EN: The seal has been broken. Check AED, re-establish if necessary. Renew tamper seal.

3

