

X SERIES® ADVANCED

Une technologie révolutionnaire pour le nouveau moniteur/défibrillateur de ZOLL®



Le nouveau moniteur/défibrillateur X Series® Advanced de ZOLL permet aux intervenants de gérer les patients plus efficacement que jamais. X Series Advanced est le premier dispositif de son genre à fournir les données cliniques dont les équipes des services médicaux d'urgence ont besoin pour garantir de meilleurs résultats.



Real BVM Help™ et TBI Dashboard

Grâce à une nouvelle technologie révolutionnaire uniquement disponible avec les produits ZOLL, le X Series Advanced fait face aux principaux défis que doivent relever les intervenants dans les environnements pré-hospitaliers et hospitaliers d'aujourd'hui.



Real BVM Help – Une évaluation de la ventilation en temps réel

Avec l'intégration de Real BVM Help au X Series Advanced, les intervenants peuvent visualiser directement sur le moniteur le volume courant administré, ainsi que la fréquence de ventilation. Cette évaluation en temps réel permet aux utilisateurs d'administrer des ventilations de haute qualité d'une manière qui était impossible jusqu'à maintenant.

Avec Real BVM Help, les ZOLL X Series Advanced fournissent aux intervenants :

- Le volume de ventilation cible et celui qui a été administré
- La fréquence de ventilation cible et celle qui a été administrée
- Un indicateur de qualité de ventilation et un indicateur de durée restante



TBI Dashboard : les informations dont vous avez besoin, au moment crucial


Le soin des patients souffrant de traumatismes crâniens (« traumatic brain injury » ou TBI) présente des défis uniques. Un traitement précoce est essentiel pour minimiser les lésions secondaires courantes.¹

Le tableau de bord TBI Dashboard de ZOLL intégré au moniteur/défibrillateur X Series Advanced fournit des informations sur les tendances des paramètres les plus importants chez les patients souffrant de traumatismes crâniens, ce qui permet aux professionnels de la santé de détecter rapidement une détérioration potentielle de l'état du patient.

¹Spaite DW, et al. Acad Emerg Med. 2014;21:7:818-830



Répondez à vos besoins en télémédecine avec **Remote View** intégré au X Series Advanced

Avec Remote View, les professionnels de la santé peuvent visualiser les données du X Series Advanced à distance. Cet outil de télémédecine de ZOLL permet une aide à la décision efficace grâce à laquelle le personnel des services d'urgence peut répondre à ses besoins en télémédecine.



Real BVM Help s'intègre aux technologies de **Real CPR Help**

Pour les patients victimes d'arrêt cardiaque, le moniteur/défibrillateur X Series Advanced intègre à la fois Real CPR Help® et Real BVM Help, offrant ainsi simultanément aux intervenants une évaluation en temps réel des compressions et de la qualité de la ventilation. En cas d'utilisation avec les électrodes de RCP ZOLL, le dispositif X Series Advanced affiche le tableau de bord Real BVM Help à côté de celui de la fonction Real CPR Help.



Améliorez les performances de votre système avec **RescueNet CaseReview**

RescueNet® CaseReview permet aux intervenants de voir les données du X Series Advanced après l'événement pour des démarches d'amélioration de la qualité (QI) et d'assurance qualité (QA) efficaces. Les données disponibles dans CaseReview comprennent les performances de ventilation avec Real BVM Help, les performances de la RCP avec Real CPR Help® et la reconnaissance et l'intégration automatiques des performances avec l'AutoPulse®, le dispositif de RCP automatisé de ZOLL.

X Series Advanced : une technologie révolutionnaire pour le nouveau moniteur/défibrillateur de ZOLL.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur zoll.com/xseriesadvanced