



Électrodes de RCP pédiatriques OneStep™

Numéro de référence (étui) : 8900-000220-01

Nombre par étui : 8



ZOLL®

Les images présentées sont des illustrations qui peuvent ne pas être une représentation exacte de l'emballage et de l'électrode.

Caractéristiques techniques

Utilisation prévue

Transférer l'énergie pour la défibrillation, la cardioversion, la thérapie de stimulation non invasive au cœur, et offrir une assistance et une évaluation de la RCP et un monitoring ECG

GÉNÉRALITÉS

Type de gel : solide

Stérile : non

Sans latex : oui

Réutilisable : non

Certifié CE : oui

Durée de stimulation : se reporter aux instructions d'utilisation

Type de conducteur : étain

Préconnexion : oui

Durée de conservation (mois) : 24

Exigences spécifiques de stockage : ne pas plier l'emballage

Longueur du fil de dérivation (longueur totale/du scellement au connecteur) : 95/15 cm

Type de connexion : OneStep

Type de patient : enfant

Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Température de stockage à court terme : -30 °C à 65 °C (-22 °F à 149 °F)

Température de stockage à long terme : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

DÉFIBRILLATEURS COMPATIBLES

ZOLL® R Series® (logiciel version 8.50 ou ultérieure), X Series®, X Series Advanced, Propaq® MD (logiciel version 02.22.04.00 ou ultérieure)

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉLECTRODE

(Consulter le mode d'emploi pour le placement des électrodes)



Forme : rond

Longueur : 13 cm (capteur de RCP inclus)

Largeur : 11 cm (capteur de RCP inclus)

Surface (cm²) : 143

Forme du gel conducteur : rond

Longueur du gel conducteur : diamètre : 7 cm

Largeur du gel conducteur : s.o

Surface du gel conducteur (cm²) : 41



Forme : rectangle

Longueur : 12 cm

Largeur : 9 cm

Surface (cm²) : 108

Forme du gel conducteur : rectangle

Longueur du gel conducteur : 9 cm

Largeur du gel conducteur : 6 cm

Surface du gel conducteur (cm²) : 50

ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

MCN IP 2404 0857-02

Copyright © 2024 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. OneStep, R Series, X Series et ZOLL sont des marques commerciales ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Propaq est une marque déposée de Welch Allyn. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ZOLL®