


# Électrodes Pro-padz® stériles avec fil de dérivation de 3 m (10 ft)

Numéro de référence (étui) : 8900-4052-40

Nombre par étui : 6



# ZOLL®

Les images présentées sont des illustrations qui peuvent ne pas être une représentation exacte de l'emballage et de l'électrode.

## Caractéristiques techniques

### Utilisation prévue

Transférer l'énergie pour la défibrillation, la cardioversion, la thérapie de stimulation non invasive au cœur, et assurer le monitoring ECG

### GÉNÉRALITÉS

Type de gel : solide

Stérile : oui

Sans latex : oui

Réutilisable : non

Certifié CE : oui

Durée de stimulation : se reporter aux instructions d'utilisation

Type de conducteur : étain

Préconnexion : non

Durée de conservation (mois) : 12

Exigences spécifiques de stockage : ne pas plier l'emballage

Longueur du fil de dérivation (longueur totale/du scellement au connecteur) : 298 cm

Type de connexion : connecteur multifonction blanc

Type de patient : adulte

Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Température de stockage à court terme : -30 °C à 65 °C (-22 °F à 149 °F)

Température de stockage à long terme : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

### DÉFIBRILLATEURS COMPATIBLES

ZOLL® R Series®, X Series®, X Series Advanced, Propaq® MD, ZOLL M2®\*

\*Uniquement disponible dans certains pays

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉLECTRODE

(Consulter le mode d'emploi pour le placement des électrodes)



Forme : cercle

Longueur : diamètre : 15 cm

Largeur : s.o

Surface (cm<sup>2</sup>) : 179

Forme du gel conducteur : cercle

Longueur du gel conducteur : diamètre : 11 cm

Largeur du gel conducteur : s.o

Surface du gel conducteur (cm<sup>2</sup>) : 97



Forme : rectangle

Longueur : 16 cm

Largeur : 13 cm

Surface (cm<sup>2</sup>) : 205

Forme du gel conducteur : rectangle

Longueur du gel conducteur : 14 cm

Largeur du gel conducteur : 10 cm

Surface du gel conducteur (cm<sup>2</sup>) : 133

## ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. Pro-padz, R Series, X Series, ZOLL et ZOLL M2 sont des marques commerciales ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Propaq est une marque déposée de Welch Allyn. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MCN IP 2404 0870-02

# ZOLL®