


Électrodes Pro-padz® radiotransparentes avec gel liquide

Numéro de référence (étui) : 8900-2105-01

Nombre par étui : 12



ZOLL®

Les images présentées sont des illustrations qui peuvent ne pas être une représentation exacte de l'emballage et de l'électrode.

Caractéristiques techniques

Utilisation prévue

Transférer l'énergie pour la défibrillation, la cardioversion, la thérapie de stimulation non invasive au cœur, et assurer le monitoring ECG

GÉNÉRALITÉS

Type de gel : liquide

Stérile : non

Sans latex : oui

Réutilisable : non

Certifié CE : oui

Durée de stimulation : se reporter aux instructions d'utilisation

Type de conducteur : argent-chlorure d'argent

Préconnexion : non

Durée de conservation (mois) : 12

Exigences spécifiques de stockage : ne pas plier l'emballage et conserver à plat

Longueur du fil de dérivation (longueur totale/du scellement au connecteur) : 80 cm

Type de connexion : connecteur multifonction blanc

Type de patient : adulte

Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Température de stockage à court terme : -30 °C à 65 °C (-22 °F à 149 °F)

Température de stockage à long terme : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

DÉFIBRILLATEURS COMPATIBLES

ZOLL® R Series®, X Series®, X Series Advanced, Propaq® MD, ZOLL M2®*

*Uniquement disponible dans certains pays

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉLECTRODE

(Consulter le mode d'emploi pour le placement des électrodes)



Forme : cercle

Longueur : diamètre : 15 cm

Largeur : s.o

Surface (cm²) : 182

Forme du gel conducteur : cercle

Longueur du gel conducteur : diamètre : 11 cm

Largeur du gel conducteur : s.o

Surface du gel conducteur (cm²) : 100



Forme : rectangle

Longueur : 17 cm

Largeur : 13 cm

Surface (cm²) : 210

Forme du gel conducteur : rectangle

Longueur du gel conducteur : 13 cm

Largeur du gel conducteur : 10 cm

Surface du gel conducteur (cm²) : 129

ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. Pro-padz, R Series, X Series, ZOLL et ZOLL M2 sont des marques commerciales ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Propaq est une marque déposée de Welch Allyn. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MCN IP 2404 0868-02

ZOLL®