

X SERIES® ADVANCED

Tecnologia all'avanguardia nel nuovo monitor/defibrillatore di ZOLL®



Il nuovo monitor/defibrillatore X Series® Advanced di ZOLL aiuta gli operatori a gestire i pazienti con un'efficacia senza precedenti. X Series Advanced è il primo dispositivo del suo genere a fornire i dati clinici di cui hanno bisogno i team EMS per migliorare i risultati.



Real BVM Help™ e TBI Dashboard

Con la nuova tecnologia all'avanguardia offerta in esclusiva da ZOLL, il dispositivo X Series Advanced finalmente risolve alcune delle sfide chiave che gli operatori si trovano ad affrontare oggi, negli ambienti sia ospedalieri sia preospedalieri.



Real BVM Help – Feedback in tempo reale per la ventilazione

Con la tecnologia Real BVM Help sul dispositivo X Series Advanced, gli operatori possono visualizzare velocità e volume corrente direttamente sul monitor. Il feedback in tempo reale guida gli utenti in modo da offrire una ventilazione di alta qualità mai stata possibile fino a questo momento.

Real BVM Help sul dispositivo X Series Advanced di ZOLL garantisce le seguenti informazioni agli operatori:

- Volume di ventilazione desiderato ed effettivo
- Velocità di ventilazione desiderata ed effettiva
- Indicatore della qualità della ventilazione e conto alla rovescia



TBI Dashboard: le informazioni di cui avete bisogno nel momento in cui servono


I pazienti con trauma cranico (TBI, Traumatic Brain Injury) pongono una serie di sfide uniche. Il trattamento precoce è fondamentale per ridurre al minimo le lesioni secondarie comuni.¹

TBI Dashboard di ZOLL sul monitor/defibrillatore X Series Advanced garantisce le informazioni sulla tendenza dei parametri più importanti per un paziente TBI, permettendo ai medici di rilevare rapidamente un eventuale peggioramento delle condizioni del paziente.

¹Spoite DW, et al. Acad Emerg Med. 2014;21:7:818-830



Soddisfate le vostre esigenze relative alla telemedicina con **Remote View** sul dispositivo X Series Advanced

Con Remote View i medici possono visualizzare i dati provenienti dal dispositivo X Series Advanced a distanza. Questa soluzione per la telemedicina di ZOLL permette di ottenere un aiuto efficace nel prendere decisioni, consentendo agli operatori EMS di soddisfare le loro esigenze nell'ambito del supporto sanitario a distanza.



Real BVM Help si integra con le tecnologie Real CPR Help

Per i pazienti colpiti da arresto cardiaco, il monitor/defibrillatore X Series Advanced prevede entrambe le tecnologie, Real CPR Help® e Real BVM Help, garantendo agli operatori un feedback in tempo reale e simultaneo sulla qualità sia della RCP sia della ventilazione. Quando utilizzato con gli elettrodi CPR per adulti di ZOLL, il dispositivo X Series Advanced mostra Real BVM Help Dashboard accanto a Real CPR Help Dashboard.



Migliorate le prestazioni del vostro sistema con **RescueNet CaseReview**

RescueNet® CaseReview permette agli operatori di visualizzare i dati provenienti dal dispositivo X Series Advanced nel post-caso per un QA/QI efficace. In CaseReview sono disponibili, tra gli altri, i dati sulle prestazioni della ventilazione con Real BVM Help, i dati sulle prestazioni della RCP con Real CPR Help® e il riconoscimento e l'integrazione automatici delle prestazioni con il dispositivo per la RCP automatico, AutoPulse®.

X Series Advanced: tecnologia all'avanguardia nel nuovo monitor/defibrillatore di ZOLL

Per ulteriori informazioni, visitate il sito zoll.com/xseriesadvanced