

# Pedi-padz® multifunzione con gel liquido

Codice (confezione): 8900 - 2065

Numero per confezione: 6



# ZOLL®

Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente la confezione e gli elettrodi.

## Specifiche tecniche

### Scopo previsto

Trasferire l'energia per la defibrillazione, la cardioversione, la terapia di stimolazione non invasiva al cuore e fornire il monitoraggio ECG

### INFORMAZIONI GENERALI

**Tipo di gel:** liquido

**Sterile:** no

**Privo di lattice:** sì

**Riutilizzabile:** no

**Certificato CE:** sì

**Durata della stimolazione:** consultare le istruzioni per l'uso

**Tipo di conduttore:** stagno

**Precollegamento:** no

**Vita di magazzino (mesi):** 12

**Requisiti specifici di conservazione:** non piegare la confezione e conservare in posizione orizzontale

**Lunghezza del cavo (lunghezza totale/dal sigillo al connettore):** 41 cm

**Tipo di collegamento:** connettore bianco multifunzione

**Tipo di paziente:** pediatrico

**Temperatura d'esercizio:** da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)

**Temperatura di conservazione a breve termine:** da -30°C a 65°C (da -22°F a 149°F)

**Temperatura di conservazione a lungo termine:** da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

### DEFIBRILLATORI COMPATIBILI

ZOLL® R Series®; X Series®; X Series Advanced;  
Propaq® MD; ZOLL M2®\*

\*Disponibile solo in determinati Paesi

### SPECIFICHE DEGLI ELETTRODI

(Per il posizionamento degli elettrodi, consultare le istruzioni per l'uso)



**Forma:** rotonda

**Lunghezza:** 11 cm

**Larghezza:** 9 cm

**Area (cm quadrati):** 108

**Forma del gel conduttivo:** cerchio

**Lunghezza del gel conduttivo:** diametro: 6 cm

**Larghezza del gel conduttivo:** N/D

**Area del gel conduttivo (cm quadrati):** 32



**Forma:** rettangolo

**Lunghezza:** 12 cm

**Larghezza:** 9 cm

**Area (cm quadrati):** 108

**Forma del gel conduttivo:** rettangolo

**Lunghezza del gel conduttivo:** 9 cm

**Larghezza del gel conduttivo:** 9 cm

**Area del gel conduttivo (cm quadrati):** 52

## ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Pedi-padz, R Series, X Series, ZOLL e ZOLL M2 sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Propaq è un marchio commerciale registrato di Welch Allyn. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari. MCN IP 2404 0867-11

# ZOLL®