


# Pedi-padz® II — Una coppia

Codice (confezione): 8900-0810-01

Numero per confezione: 1



**ZOLL**®

Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente la confezione e gli elettrodi.

## Specifiche tecniche

### Scopo previsto

Trasferire l'energia per la defibrillazione, la cardioversione, la terapia di stimolazione non invasiva al cuore e fornire il monitoraggio ECG

### INFORMAZIONI GENERALI

**Tipo di gel:** solido

**Sterile:** no

**Privo di lattice:** sì

**Riutilizzabile:** no

**Certificato CE:** sì

**Durata della stimolazione:** consultare le istruzioni per l'uso

**Tipo di conduttore:** stagno

**Precollegamento:** sì

**Vita di magazzino (mesi):** 24

**Requisiti specifici di conservazione:** non piegare la confezione

**Lunghezza del cavo (lunghezza totale/dal sigillo al connettore):** 81/33 cm

**Tipo di collegamento:** connettore per DAE verde

**Tipo di paziente:** pediatrico

**Temperatura d'esercizio:** da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)

**Temperatura di conservazione a breve termine:** da -30°C a 65°C (da -22°F a 149°F)

**Temperatura di conservazione a lungo termine:** da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

### DEFIBRILLATORI COMPATIBILI

ZOLL® AED Plus®; AED Pro®; ZOLL AED 3®;

ZOLL AED 3® BLS; R Series®; X Series®;

X Series Advanced; Propaq® MD;

ZOLL M2®\* cavo per terapia multifunzione

8000-000864 o cavo per terapia multifunzione

8000-000664 con adattatore 8000-0370

\*Disponibile solo in determinati Paesi



**Importante:** questo simbolo indica che l'unità AED Plus è idonea per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici. Un'unità AED Plus sprovvista di questo simbolo non è idonea per il trattamento di pazienti pediatrici e non funzionerà con gli elettrodi pediatrici Pedi-padz II. Per aggiornare una unità AED Plus in modo che possa essere utilizzata con gli elettrodi pediatrici Pedi-padz II, rivolgersi al dipartimento di assistenza clienti ZOLL per informazioni sul kit di aggiornamento pediatrico AED Plus ZOLL.

### SPECIFICHE DEGLI ELETTRODI

(Per il posizionamento degli elettrodi, consultare le istruzioni per l'uso)



**Forma:** rotonda

**Lunghezza:** 11 cm

**Larghezza:** 9 cm

**Area (cm quadrati):** 108

**Forma del gel conduttivo:** cerchio

**Lunghezza del gel conduttivo:** diametro: 7 cm

**Larghezza del gel conduttivo:** N/D

**Area del gel conduttivo (cm quadrati):** 41



**Forma:** rettangolo

**Lunghezza:** 12 cm

**Larghezza:** 9 cm

**Area (cm quadrati):** 108

**Forma del gel conduttivo:** rettangolo

**Lunghezza del gel conduttivo:** 9 cm

**Larghezza del gel conduttivo:** 6 cm

**Area del gel conduttivo (cm quadrati):** 50

## ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Pedi-padz, R Series, X Series, ZOLL e ZOLL M2 sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Propaq è un marchio commerciale registrato di Welch Allyn. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari. MCN IP 2404 0861-11

# ZOLL®