

Pedi-padz® multifunzione con gel solido

Codice (confezione): 8900-3000-49

Numero per confezione: 6



ZOLL®

Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente la confezione e gli elettrodi.

Specifiche tecniche

Scopo previsto

Trasferire l'energia per la defibrillazione, la cardioversione, la terapia di stimolazione non invasiva al cuore e fornire il monitoraggio ECG

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di gel: solido

Sterile: no

Privo di lattice: sì

Riutilizzabile: no

Certificato CE: sì

Durata della stimolazione: consultare le istruzioni per l'uso

Tipo di conduttore: stagno

Precollegamento: sì

Vita di magazzino (mesi): 24

Requisiti specifici di conservazione: non piegare la confezione

Lunghezza del cavo (lunghezza totale/dal sigillo al connettore): 83/36 cm

Tipo di collegamento: connettore bianco multifunzione

Tipo di paziente: pediatrico

Temperatura d'esercizio: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)

Temperatura di conservazione a breve termine: da -30°C a 65°C (da -22°F a 149°F)

Temperatura di conservazione a lungo termine: da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

DEFIBRILLATORI COMPATIBILI

ZOLL® R Series®; X Series®; X Series Advanced; Propaq® MD; ZOLL M2®*

*Disponibile solo in determinati Paesi

SPECIFICHE DEGLI ELETTRODI

(Per il posizionamento degli elettrodi, consultare le istruzioni per l'uso)



Forma: rotonda

Lunghezza: 11 cm

Larghezza: 9 cm

Area (cm quadrati): 108

Forma del gel conduttivo: cerchio

Lunghezza del gel conduttivo: diametro: 7 cm

Larghezza del gel conduttivo: N/D

Area del gel conduttivo (cm quadrati): 41



Forma: rettangolo

Lunghezza: 12 cm

Larghezza: 9 cm

Area (cm quadrati): 108

Forma del gel conduttivo: rettangolo

Lunghezza del gel conduttivo: 9 cm

Larghezza del gel conduttivo: 6 cm

Area del gel conduttivo (cm quadrati): 50

ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Pedi-padz, R Series, X Series, ZOLL e ZOLL M2 sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Propaq è un marchio commerciale registrato di Welch Allyn. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari. MCN IP 2404 0862-11

ZOLL®