



OneStep™ CPR A/A con connettore verde

Codice (confezione): 8900-000254-05

Numero per confezione: 8



ZOLL®

Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente la confezione e gli elettrodi.

Specifiche tecniche

Scopo previsto

Trasferire l'energia per la defibrillazione, la cardioversione, la terapia di stimolazione non invasiva al cuore e fornire assistenza/feedback per la RCP e il monitoraggio ECG

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di gel: solido

Sterile: no

Privo di lattice: sì

Riutilizzabile: no

Certificato CE: sì

Durata della stimolazione: consultare le istruzioni per l'uso

Tipo di conduttore: stagno

Precollegamento: sì

Vita di magazzino (mesi): 24

Requisiti specifici di conservazione: non piegare la confezione

Lunghezza del cavo (lunghezza totale/dal sigillo al connettore): 122/41 cm

Tipo di collegamento: connettore verde

Tipo di paziente: adulto

Temperatura d'esercizio: da 0°C a 50°C
(da 32°F a 122°F)

Temperatura di conservazione a breve termine:
da -30°C a 65°C (da -22°F a 149°F)

Temperatura di conservazione a lungo termine:
da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

DEFIBRILLATORI COMPATIBILI

ZOLL® R Series® con connettore 8009-0020 o cavo per terapia multifunzione 8000-000863-40 con connettore CPR-D; X Series®, X Series Advanced e Propaq® MD con cavo per terapia multifunzione 8300-000831-40 con connettore CPR-D (versione del software 02.06.07.00 o successiva); ZOLL AED 3®, ZOLL AED 3 BLS (versione del software 3 o successiva); AED Pro® (versione del software 2.86 o successiva e configurazione corretta del dispositivo); ZOLL M2®* con cavo per terapia multifunzione 8000-000864 o cavo per terapia multifunzione 8000-000664 con adattatore 8000-0370

L'elettrodo OneStep non è compatibile con il defibrillatore ZOLL AED Plus®
*Disponibile solo in determinati Paesi.

SPECIFICHE DEGLI ELETTRODI

(Per il posizionamento degli elettrodi, consultare le istruzioni per l'uso)



Forma: triangolo

Lunghezza: 19 cm (sensore per RCP incluso)

Larghezza: 17 cm (sensore per RCP incluso)

Area (cm quadrati): 309

Forma del gel conduttivo: rotonda

Lunghezza del gel conduttivo: diametro: 10 cm

Larghezza del gel conduttivo: N/D

Area del gel conduttivo (cm quadrati): 83



Forma: rettangolo

Lunghezza: 15 cm

Larghezza: 13 cm

Area (cm quadrati): 194

Forma del gel conduttivo: rettangolo

Lunghezza del gel conduttivo: 13 cm

Larghezza del gel conduttivo: 9 cm

Area del gel conduttivo (cm quadrati): 113

ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

MCN IP 2402 0852-11

Copyright © 2024 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. AED Plus, AED Pro, OneStep, R Series, X Series, ZOLL, ZOLL AED 3 e ZOLL M2 sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Propaq è un marchio commerciale registrato di Welch Allyn. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.

ZOLL®