


# Pro-padz® bifasico con gel LVP

Codice (confezione): 8900-2303-01

Numero per confezione: 12



# ZOLL®

Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente la confezione e gli elettrodi.

## Specifiche tecniche

### Scopo previsto

Trasferire l'energia per la defibrillazione, la cardioversione, la terapia di stimolazione non invasiva al cuore e fornire il monitoraggio ECG

#### INFORMAZIONI GENERALI

**Tipo di gel:** liquido

**Sterile:** no

**Privo di lattice:** sì

**Riutilizzabile:** no

**Certificato CE:** sì

**Durata della stimolazione:** consultare le istruzioni per l'uso

**Tipo di conduttore:** stagno

**Precollegamento:** no

**Vita di magazzino (mesi):** 9

**Requisiti specifici di conservazione:** non piegare la confezione e conservare in posizione orizzontale

**Lunghezza del cavo (lunghezza totale/dal sigillo al connettore):** 80 cm

**Tipo di collegamento:** connettore bianco multifunzione

**Tipo di paziente:** adulto

**Temperatura d'esercizio:** da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)

**Temperatura di conservazione a breve termine:** da -30°C a 65°C (da -22°F a 149°F)

**Temperatura di conservazione a lungo termine:** da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

#### DEFIBRILLATORI COMPATIBILI

ZOLL® R Series®; X Series®; X Series Advanced;  
Propaq® MD; ZOLL M2®\*

\*Disponibile solo in determinati Paesi

#### SPECIFICHE DEGLI ELETTRODI

(Per il posizionamento degli elettrodi, consultare le istruzioni per l'uso)



**Forma:** cerchio

**Lunghezza:** diametro: 15 cm

**Larghezza:** N/D

**Area (cm quadrati):** 182

**Forma del gel conduttivo:** cerchio

**Lunghezza del gel conduttivo:** diametro: 11 cm

**Larghezza del gel conduttivo:** N/D

**Area del gel conduttivo (cm quadrati):** 100



**Forma:** rettangolo

**Lunghezza:** 17 cm

**Larghezza:** 13 cm

**Area (cm quadrati):** 210

**Forma del gel conduttivo:** rettangolo

**Lunghezza del gel conduttivo:** 13 cm

**Larghezza del gel conduttivo:** 10 cm

**Area del gel conduttivo (cm quadrati):** 129

## ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Pro-padz, R Series, X Series, ZOLL e ZOLL M2 sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Propaq è un marchio commerciale registrato di Welch Allyn. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari. MCN IP 2404 0869-11

# ZOLL®