


Pro-padz® radiotrasparente con gel liquido

Codice (confezione): 8900-2105-01

Numero per confezione: 12



ZOLL®

Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente la confezione e gli elettrodi.

Specifiche tecniche

Scopo previsto

Trasferire l'energia per la defibrillazione, la cardioversione, la terapia di stimolazione non invasiva al cuore e fornire il monitoraggio ECG

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di gel: liquido

Sterile: no

Privo di lattice: sì

Riutilizzabile: no

Certificato CE: sì

Durata della stimolazione: consultare le istruzioni per l'uso

Tipo di conduttore: argento-cloruro d'argento

Precollegamento: no

Vita di magazzino (mesi): 12

Requisiti specifici di conservazione: non piegare la confezione e conservare in posizione orizzontale

Lunghezza del cavo (lunghezza totale/dal sigillo al connettore): 80 cm

Tipo di collegamento: connettore bianco multifunzione

Tipo di paziente: adulto

Temperatura d'esercizio: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)

Temperatura di conservazione a breve termine: da -30°C a 65°C (da -22°F a 149°F)

Temperatura di conservazione a lungo termine: da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

DEFIBRILLATORI COMPATIBILI

ZOLL® R Series®; X Series®; X Series Advanced;
Propaq® MD; ZOLL M2®*

*Disponibile solo in determinati Paesi

SPECIFICHE DEGLI ELETTRODI

(Per il posizionamento degli elettrodi, consultare le istruzioni per l'uso)



Forma: cerchio

Lunghezza: diametro: 15 cm

Larghezza: N/D

Area (cm quadrati): 182

Forma del gel conduttivo: cerchio

Lunghezza del gel conduttivo: diametro: 11 cm

Larghezza del gel conduttivo: N/D

Area del gel conduttivo (cm quadrati): 100



Forma: rettangolo

Lunghezza: 17 cm

Larghezza: 13 cm

Area (cm quadrati): 210

Forma del gel conduttivo: rettangolo

Lunghezza del gel conduttivo: 13 cm

Larghezza del gel conduttivo: 10 cm

Area del gel conduttivo (cm quadrati): 129

ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Pro-padz, R Series, X Series, ZOLL e ZOLL M2 sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Propaq è un marchio commerciale registrato di Welch Allyn. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari. MCN IP 2404 0868-11

ZOLL®