

Eagle II™

ZOLL®



**Ventilazione
Semplificata**

La ventilazione a portata di mano

Ventilatore universale

Ideale per il PS, l'UTI e il trasporto intraospedaliero

Per una gamma completa di pazienti

Dal bambino (≥ 5 kg) all'adulto

Display Smart Help™

Guida l'operatore nella risposta agli allarmi attraverso comandi sullo schermo

Design intuitivo

Facile da usare, interfaccia lineare

Autonomia della batteria senza precedenti

Grazie ad un'autonomia della batteria di 10 ore non è necessaria alcuna batteria di backup. La batteria si ricarica al 90% in 2 ore.

Specifiche tecniche di Eagle II™

Specifiche cliniche

Modalità di funzionamento:

AC, SIMV, CPAP e BL

Target di ventilazione: Volume e pressione

Funzioni particolari: pressione di plateau, respiro manuale, backup di apnea, ossigeno in uso, rapporto inverso

Flusso: da 0 a 100 l/min a 40 cm H₂O

Frequenza respiratoria: da 1 a 80 atti/min

Volume corrente: da 50 a 2000 ml ATPD \pm 10% dell'impostazione

Tempo di inspirazione: da 0,3 a 5,0 secondi

Rapporto I/E: da 1:99 a 4,0:1,0

FiO₂: da 21 a 100% \pm 3% della scala completa \pm 10% dell'impostazione

PEEP: Da 0 a 30 cm H₂O

Pressione di supporto: da 0 a 60 cm H₂O

Pressione inspiratoria di picco (PIP): da 10 a 80 cm H₂O

Trigger di sensibilità: da -0,5 a -6,0 cm H₂O

Pressione d'ingresso dell'ossigeno: 55 psig (-25%; +20%) (380 kPa)

Specifiche di sicurezza

Limite superiore pressione vie aeree: valori da 20 a 100 cm H₂O

Limite inferiore pressione vie aeree: Spento, da 3 a 35 cm H₂O

Limite di allarme superiore atti/min: spento, da 2 a 99

Limite di allarme inferiore atti/min: da 2 a 40

Indicatore LED di stato/allarme: rosso, giallo e verde, LCD/LED regolabile

Condizioni ambientali

Tensione: da 100 a 240 V CA (50/60 Hz) o da 12,5 a 28,0 V CC

Autonomia: Batteria interna 10 ore

Intervalli di temperatura:

Funzionamento: da -25° a 49°C (da -13 a 120°F) con batteria in carica, batteria scarica e funzionamento con alimentazione CA

Carica della batteria: da 0° a 45°C (da 32° a 113°F)


Conservazione a lungo termine: da -15° a 21°C (da 5° a 71°F)
Condizioni di conservazione ottimale

Informazioni generali

Dimensioni:

20,3 cm larghezza
x 31,8 cm altezza
x 11,4 cm profondità
(8,0" larghezza
x 12,5" altezza
x 4,5" profondità)

Peso: 4,4 kg (9,7 lbs)



ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655

Per gli indirizzi e i numeri di fax dei consociati e delle sedi globali, visitare www.zoll.com/contacts.

© 2017 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Eagle II, SmartHelp e ZOLL sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari.

MCN IP 1704 0191-11

ZOLL